

**Dispositif constitué d'une base d'appui  
et d'un manche ou pilon  
équipé d'un indicateur de force**

### **3 têtes d'application interchangeables**

3 formes et dimensions différentes  
ergonomiques, biocompatibles et lavables



### **Une housse de protection**

pour s'adapter sur la base

### **Une valise**

pour le stockage et le transport



### **RK INNOV SAS**

25 rue des écoles, 95500 Le Thillay (France)

SIRET 83428848200021

GLN 3770018797014

SRN N° FR-MF-000028533

### **Contact**

[contact@rkinnov.fr](mailto:contact@rkinnov.fr)

[www.pcptherapy.com](http://www.pcptherapy.com)

### **Produits RK INNOV\***

Equipements médicaux et paramédicaux,  
conçus et développés par RK INNOV  
brevetés dans le monde entier et fabriqués en France

\* Société RK INNOV certifiée EN ISO 13485

### **Formations RK INNOV**

Pratique de la technique de PCPTtherapy  
Utilisation du dispositif MyoDK pour la PCPTtherapy  
Utilisation de l'équipement MyoRK pour la vacuothérapie

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 11950665395  
auprès du préfet de région d'Ile de France



## **Le dispositif MyoDK**

Un dispositif médical de classe 1,  
efficace et facile à utiliser



Un dispositif mécanique,  
spécifiquement conçu pour  
l'application de pressions  
positives selon la technique de  
PCPTtherapy\*, en utilisant le  
poids du corps du thérapeute.

\* Voir PCP Brochure

Il est destiné à soulager les  
douleurs  
musculosquelettiques, prévenir  
et traiter les pathologies de  
l'appareil locomoteur.

Il permet de traiter l'ensemble  
du corps en une séance.

### **Innovation technique**

- Utilisation du poids du corps à la place de la force des mains, permet de soulager les membres supérieurs et de réduire la fatigue du thérapeute dans son activité répétitive quotidienne
- Indication du niveau de force appliquée pour vérifier le niveau de pression appliquée
- Têtes d'application brevetées avec plusieurs points d'application

## Performance d'utilisation

- Portable dans une valise de rangement
- Utilisation manuelle simple, pas de réglage
- Utilisation confortable, conception permettant d'utiliser le poids du corps et housse de protection
- Connexion rapide des têtes
- Têtes ergonomiques équipées de plusieurs doigts pour un travail rapide sur l'ensemble du corps
- Positions et méthodes d'application diverses permettant des utilisations multiples pour des traitements personnalisés et adaptés
- Possibilité de combiner la PCPTherapy avec le MyoDK et la vacuothérapie avec le MyoRK (voir MRK Brochure)

## Exigences de performance

- Force appliquée : jusqu'à 250 N (équivalent 25 kg)
- Durée des séances : 20 min (jusqu'à 45 min)

## Sécurité de conception

- Base d'appui permettant le transfert du poids du praticien et donc de soulager ses membres supérieurs
- Housse de protection au niveau de la base d'appui pour un travail confortable dans la durée
- Indicateur affichant le niveau de la force appliquée et permettant de déterminer le seuil de douleur à la pression et de vérifier la pression appliquée
- Têtes
  - ergonomiques s'adaptant aux différentes zones anatomiques pour des applications confortables
  - équipées de plusieurs doigts permettant à la fois d'avoir plusieurs points d'application et de réduire la pression exercée sur les surfaces cutanées en contact et donc de réduire la douleur ressentie
  - lavables et ayant des surfaces lisses pour une bonne aptitude à la décontamination
  - fabriquées dans un matériau biocompatible pour éviter tout risque biologique

## Bénéfices cliniques

### Soulagement des douleurs aiguës et chroniques dès les premières séances

- Réduction des tensions myofasciales et tendineuses (relaxation générale)
- Relâchement des muscles profonds
- Diminution des contraintes articulaires
- Diminution de la douleur (augmentation du seuil de douleur à la pression)
- Gain de souplesse et de mobilité articulaires (amplitude de mouvement)
- Amélioration de la posture
- Amélioration de la qualité de vie

## Indications

- Tensions musculaires
- Douleurs dorsales, incluant les douleurs lombaires et cervicales et les douleurs articulaires
- Prévention, accompagnement et/ou traitement des pathologies de l'appareil locomoteur
  - Tendinopathies,
  - Rachialgies (cervicalgies, dorsalgies, lombalgies),
  - Troubles de la posture
  - Fibromyalgie
  - Sport



## Sécurité d'utilisation

Emploi limité aux professionnels de santé spécialisés dans les thérapies manuelles après une formation spécifique dispensée par RK INNOV (voir PCP Brochure sur [www.pcptherapy.com](http://www.pcptherapy.com))



**bpi**france  
Soutien depuis 2006



2007 : Lauréat Concours National  
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

**île de France**  
Prix de technologie innovante



Partenariat & collaboration  
Commissariat Énergie Atomique

**HEC**  
PARIS

**FABRIQUÉ EN FRANCE**

14 familles de brevets internationaux

Pour plus d'informations, consulter [www.pcptherapy.com](http://www.pcptherapy.com)